

Bioquell Qube

Seul isolateur modulaire avec la technologie intégrée de décontamination par vapeur de peroxyde d'hydrogène



MODULAIRE ET PERSONNALISABLE

Jusqu'à trois modules (deux gants par module) et deux sas de sorties, le système Qube s'adapte à vos besoins. Possibilité d'utilisation en pression positive et négative



EFFICACITE PROUVEE

Le Bioquell Qube vous assure un environnement de travail aseptique, sûr et productif



ERGONOMIQUE

Contrairement aux autres isolateurs, le Bioquell Qube permet à l'opérateur de s'asseoir devant le poste de travail



DECONTAMINATION PAR PEROXYDE D'HYDROGENE

Chaque surface exposée de l'espace de travail ainsi que les produits sont débarrassés des contaminants




Chronologie (en semaines)

Commande et fabrication

Livraison et installation

Validation et mise en oeuvre



Bioquell Qube

Seul isolateur modulaire avec la technologie de décontamination par vapeur de peroxyde d'hydrogène

MODULAIRE AVEC DE MULTIPLES CONFIGURATIONS

Le Bioquell Qube est adapté a plusieurs applications avec des configurations allant de un à trois modules avec jusqu'à deux sas de sorties optionnelles.



(RTP) Rapide Transfert Port




Pompe de test de stérilité



Rangements



Contrôle environnemental



CONCEPTION ET MATERIAUX INNOVANTS

Le Bioquell Qube est conçu à base de polypropylène résistant, fabriqué à partir d'un seul élément moulé. Moins de pièces assemblées avec un aspect produit fini.



PROCESS DE FABRICATION

Nos méthodes de fabrication innovantes assurent une cohérence au produit, une fabrication et des délais de livraison plus rapides que les autres systèmes d'isolateurs; fournissant une solution personnalisée plus rapidement.

SOLUTIONS APPLICABLE

Sa conception unique permet d'obtenir des temps de cycles rapides. Le Bioquell Qube permet de répondre à vos besoins en process aseptique pour obtenir un un environnement de travail productif et sûr.

- Production et préparation pharmaceutique
- Biotechnologie et développement de médicaments
- Thérapie génique et cellulaire
- Test de stérilité



MODULAIRE ET ADAPTABLE



ERGONOMIQUE ET CONFORTABLE



MISE EN OEUVRE RAPIDE